

Mycoseq Plus Mycoplasma Detection Kit

TaqMan アッセイによるマイコプラズマ検出システム



製品特長

- TaqMan™アッセイにより200種以上の幅広いマイコプラズマを検出可能
- 規制ガイダンスで要求される10 CFU/mLまたは10 GC/mL以上の高い検出感度
- マイコプラズマと識別可能な独自のポジティブコントロールによる正確性の高い結果
- 日米欧三薬局方のロットリリース試験ガイドラインを満たすようデザイン

製品名	製品番号
Applied Biosystems™ MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit	A55124
Applied Biosystems™ MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit with PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit	A57925
Applied Biosystems™ MycoSEQ Plus Mycoplasma Detection Kit with PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit	A57926

詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/mycoseq

最適化された MycoSEQ Plus ワークフロー

- サンプル調製から解析結果の取得まで5時間以内
- AccuSEQ解析ソフトウェアは21 CFR Part 11に準拠したセキュリティ、監査証跡、電子署名機能を搭載

サンプル調製



Applied Biosystems™
AutoMate Express™ Nucleic Acid
Extraction System
Applied Biosystems™
PrepSEQ™ Express Nucleic Acid
Extraction Kit

PCR 反応調製



Applied Biosystems™
MycoSEQ™ Plus Mycoplasma
Detection Kit

リアルタイム PCR



Applied Biosystems™
QuantStudio™ 5
リアルタイム PCR システム
Applied Biosystems™
7500 Fastリアルタイム PCR システム

解析



Applied Biosystems™
AccuSEQ™
リアルタイム PCR ソフトウェア

< 2 時間

1.5 ~ 2.5 時間

製品名	製品番号
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v2.2	A58642
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v3.2	A58643
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v2.2, seat license	A58644
AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software v3.2, seat license	A58645
AutoMate Express Nucleic Acid Extraction System	4467754
QuantStudio 5 リアルタイム PCR システム 96 ウェル 0.1 mL	お問い合わせ
7500 Fast リアルタイム PCR システム	お問い合わせ

お問い合わせ：バイオプロダクション事業部

TEL: 03-6872-6230 Email: JPbioproduct@thermofisher.com

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

TaqMan is a trademark of Roche Molecular Systems, Inc., used under permission and license.

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc AGP039-A23100B

販売店

サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL: 03-6832-6980 FAX: 03-6832-9584

営業部 TEL: 03-6832-9300 FAX: 03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

applied biosystems