



Certified HDPE Nalgene パッケージングボトル

RNase、DNase、ヒトDNAフリー、
パイロジェンフリー、滅菌 (SAL 10^{-6})

高品質を要求されるアプリケーションの
パッケージングに

お客様にご愛顧いただいた減菌済みHDPE製パッケージングボトルがグレードアップいたしました。

材質や形状を維持したまま、RNase、DNase、ヒトDNAフリー、かつパイロジェンフリー製品として高水準のアプリケーションに対応できる製品に生まれ変わりました。

Thermo Scientific™ Nalgene™ 細口パッケージングボトル (HDPE) は、フタ(PP) が付き、トレイにシュリンクパック包装された形でご提供いたします。



Nalgene 細口パッケージングボトル (HDPE: 高密度ポリエチレン製) は、生体関連物質や異物のコンタミネーションリスクを最小限に抑えているボトルです。頑丈で注ぎやすい細口のHDPEボトルは、コントロールされた環境で製造されており、優れた化学薬品耐性、SAL 10⁻⁶ の滅菌性に加え、新たにヒトDNA、RNase、DNase フリー、パイロジェンフリーが加わり、より高品質な製品となりました。

PP (ポリプロピレン) 製のキャップが装着され、トレイ付シュリンクパック包装になっています。トレイは持ち運びやすいだけでなく、製造ライン機器への充填にも活用可能です。

シュリンクパック包装された製品は重ねられた状態で、ポリバックで二重包装されているため、クリーンルームにおける製造環境に適しています。

- HDPE 製細口ボトル・ナチュラルカラー
- 容量サイズ：8 mL から 1L
- 液漏れ防止構造* (10 psi 圧力による液漏れ検証済み)
- 滅菌レベル：SAL 10⁻⁶、5 年間有効 (未開封時)
- 紙 (SBS) 製トレイ付きシュリンクパック
- ポリバックによる二重包装
- PP 製の白色キャップ付き
- ヒト DNA、RNase、DNase、パイロジェンフリー



Certified HDPE Nalgene パッケージングボトル

カタログ No.	容量	キャップサイズ	個数 / トレイ	入数 (箱)
342002-9025	8 mL	20-415 mm	98	980
342002-9050	15 mL	20-415 mm	112	896
342089-0001	30 mL	20-415 mm	54	864
342089-0002	60 mL	20-415 mm	45	540
342089-0004	125 mL	24-415 mm	24	240
342089-0008	250 mL	24-415 mm	30	180
342089-0016	500 mL	28-415 mm	20	120
342089-0032	1000 mL	38-430 mm	12	24

ISO13485:2003 準拠環境で製造。ボトルとキャップは、FDA 21CFR177.1520、USP Class VI に準拠

**各ロットのボトルは、検出可能な RNase、DNase、ヒト DNA およびパイロジェンの混入が無いことが検査され、認証されています。

RNase の検出限界は、1.9 x 10⁻¹⁰ Kunitz unit/μL、DNase の検出限界は 8 x 10⁻⁷ Kunitz unit/μL、ヒト DNA の検出限界は 30 pg、パイロジェンの検出限界は 0.5 EU/mL です。

*当社の液漏れ防止構造を示す leakproof シールは、該当する当社製品の標準的な製品保証対象となります。当該製品は、対応するキャップと一緒に使用することで、温度や圧力に対し、液漏れを防止します。但しご利用予定のアプリケーション条件で、液漏れの有無を事前にご確認いただくことを推奨いたします。

製品に関するお問い合わせは、当社テクニカルサポートまでご連絡ください。jptech@thermofisher.com

研究用のみ使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。

記載の社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。

2018年4月現在の内容です。製品の仕様、外観、記載内容は予告なく変更させていただく場合がございます。

最新情報は当社Webページにてご確認ください。www.thermosher.com/jp-tc

For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

LSP01_A1804_M

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC