


高活性医薬品を治験レベルから
商業生産レベルまで
封じ込めを維持しながら
容器交換することで実現

株式会社ユーロテクノ
2022年4月



篩過秤量、造粒、乾燥、混合、打錠、
フィルムコーティングをワンルームで可能に
スルーザウォールデザイン

錠剤
コーティング



打錠



混合



造粒・乾燥





API 秤量




コンテイメント小規模ラインrev2, PharmaConnect

プロセス 柔軟性



40% minimum fill



75% maximum fill

5 kg/バッチの例

- 5kg Batch
- PMA15
 - MP3/2/3

20kg /バッチの例

20kg Batch

- PMA60
- MP3/3/3

50kg /バッチの例



50kg Batch

- PMA150
- MP3/3/3

コンテイメント小規模ラインrev2 PharmaConnect

容器の交換でプロセスのスケールアップを実現

GEA engineering for a better world



コンテイメント小規模ラインrev2 PharmaConnect

ブレンダー

容器の交換で5kg・20kg・50kg/バッチに対応



コンディメント小規模ラインrev2 PharmaConnect

設置例



コンディメント小規模ラインrev2 PharmaConnect

設置例



コンディメント小規模ラインrev2 PharmaConnect

設置例



コンディメント小規模ラインrev2 PharmaConnect