



Pharma Technology

Sterile and Safe Transfer Solutions

安全で無菌のトランスファーソリューションズ



Atec Beta Bag

- ・無菌環境へ確実に届けるシングルユース搬送ソリューション
- ・コンポーネントにより安全・よりシンプルに
- ・コンタミネーションリスクを限りなくゼロへ
- ・洗浄不要のシングルユースで、作業効率を最大化
- ・アイソレータ搬送に新たな安心と効率を



Advantages


- ・フジモリ産業株式会社との共同開発
- ・高品質ハイクリーンTyvek包材を採用
独自のパーティクル管理技術により、高井クリーン性能と安定した製品供給を実現
- ・RTSバッグ内におけるコンタミネーション防止に最大な設計
- ・滅菌方法:AC滅菌
- ・対応寸法容積:
 - ① W 540 x L 990mm
約40L
 - ② W 600 x L 1,300mm
約70L

処理前



0.5mm以上のパーティクルが多数

処理後



0.02~0.05mmパーティクルが数十個


Optimized Production Efficiency

- ・柔軟性と拡張性を備えたシングルユース搬送ソリューション
- ・インナースリーブ不要のクリーン設計
- ・非接触リップシール構造で高い洗浄性を確保
- ・自動アルファポートでグローブ操作を削減
- ・オペレーター負荷低減と安全性向上
- ・EU GMP Annex1準拠設計



Reliable Validation Compliance

- ・国際規格に基づくバリデーションプロセスに対応
- ・バイオバーデン/エンドトキシン管理に対応
- ・AC・EOG・ γ 線など各種滅菌方式に対応
- ・高い洗浄度とコンタミネーションリスク低減を実現



45度トランスファー



10度トランスファー





Atec Pharmatechnik GmbH

Schulstraße 48-50
24966 Sörup
Germany

Tel: +49 (0) 4635 2932 0
Mail: info@atecgroup.de
Fax: +49 (0) 4635 2932 29

GERMANY

株式会社Atec Japan

〒577-0827
大阪府東大阪市衣摺5-22-29

Tel: +81 (0) 6115 8113
Mail: office@atecgroup.jp
Fax: +81 (0) 6115 8114

JAPAN

Atec Pharma Technology LLC

2224 Page Road
Durham, NC27703

Tel: +49 (0) 151 63273321
Mail: leuprecht@atecgroup.de

USA

