

錠剤内部検査装置 TIE-XR




業界初・錠剤全数検査に対応

従来の検査機では、困難な SUS（ステンレス）、ガラス、樹脂（プラスチック）を検出

錠剤内部検査装置 TIE-XR

- 業界初のX線錠剤全数内部検査装置
- 最小φ0.3mm異物が検出可能
- 金属検出機では検出できないSUSやガラスを検出
- 最大60万錠/時の高い検査能力
- TIE-9000 seriesなど各種製剤機械との連動や単体での運用が可能
- 不良画像の記録が可能




主な仕様


搬送列数	錠剤の形状により異なります。
検査能力	最大60万錠/時間 (ただし、錠剤の形状等により異なります。)
排出方式	一括ダンパー方式(オプションで分割排出)
検出感度	金属球φ0.3mm(ただし、錠剤の密度により異なります。)
X線出力	管電圧50kV、 管電流1.0~20mA、出力50~100W
安全性	1.0μSv/h以下 安全機構によるX線漏洩防止
ベルト幅	270mm(1列ベルトの場合)
ベルト速度	可変方式で、10,15,20m/分
電源	AC200V 8kVA以下
外形寸法	TIE-XR 約 W2000 x H1970 x D1060 mm
質量	約1500kg(TIE-XR)
使用環境	+20~+25℃、相対湿度30~50%(非結露時)



検出画像



検出難易度



Ikegami



ISO 9001 認証
JQA-0755



ISO 14001 認証
JQA-EM3888

お問い合わせは

■ URL <http://www.ikegami.co.jp/>

営業本部:〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16 ☎(03)5748-2211代表
大阪支店:〒564-0052 吹田市広芝町9-6第1江坂池上ビル ☎(06)6389-2833
名古屋支店:〒465-0051 名古屋市中東区社が丘1-1506加藤第2ビル ☎(052)705-6521代表
札幌営業所:〒060-0051 札幌市中央区南一条東1-3パークイースト札幌 ☎(011)231-8218代表
仙台営業所:〒983-0869 仙台市宮城野区鉄砲町西1-14富士フィルム仙台ビル ☎(022)292-2420代表
福岡営業所:〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-7-10STビル ☎(092)451-2521代表

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。