

メンテナンスサービス

クリーンブース

定期点検は実施していますか？

クリーンブースは性能維持のため、定期点検（およびフィルタ交換）が必要です。

推奨
実施時期

1年に1回

定期点検手順

01 | フィルタ交換



HEPAフィルタおよびプレフィルタを交換します。

02 | 性能検査



風速測定
規格値通りの性能が出ているか確認します



清浄度測定
国際基準のISO14644-1 (JIS B 9920-1) に則した清浄度測定を行います

03 | 報告書提出



国際基準のISO14644-1 (JIS B 9920-1) に則した報告書フォーマットにて、検査結果の報告書を提出します。

■ メンテナンスサービス価格表（税抜）

作業エリア	性能検査のみ	フィルタ交換および性能検査
地域① 関東地区(東京・埼玉・千葉・茨城・神奈川) 関西地区(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良)	¥185,000	¥250,000
地域② ①③および沖縄・離島以外	¥215,000	¥280,000
地域③ 北海道、青森、秋田、岩手、九州	¥245,000	¥310,000

※クリーンブースサイズ2m×2m以内、FFU2台、ISOクラス7までの価格です。

※実施内容や条件により価格は変更となる場合があります。

※交換用フィルタ費用は含まれておりません。

※各種修理等が必要な場合は別途御見積が必要です。

※沖縄および離島は別途御見積となります。

■ 交換用フィルタ

品番	品名	型番	適用機種	入数	価格（税抜）
1-7883-12	プレフィルター	PS01-PF	ピュアスペース・01	1 枚入	¥900
3-1423-11	抗菌・防臭 HEPA フィルター	PS01-1AD	ピュアスペース・01		¥10,000
1-7884-12	プレフィルター	PSVX-PF	ピュアスペース・05 10		¥900
3-1425-11	抗菌・防臭 HEPA フィルター	PSV-05AD	ピュアスペース・05		¥37,000
3-1426-11	抗菌・防臭 HEPA フィルター	PSX-10AD	ピュアスペース・10		¥53,000

アズワン株式会社

■お問い合わせ窓口

☎ 0120-500-558 📠 0120-700-763

🖥️ <https://help.as-1.co.jp/q>

■ご用命は信用ある販売代理店へ

メンテナンスサービス

クリーンパーティション

定期点検は実施していますか？

クリーンパーティションは性能維持のため、定期点検(およびフィルタ交換)が必要です。

推奨
実施時期

1年に1回

定期点検手順

01 | 除染 (エタノール噴霧消毒 二酸化塩素ガス除染)

※必要に応じて実施



エタノール噴霧消毒



二酸化塩素ガス除染

病原菌等で汚染されたクリーンパーティションの定期点検の際は事前に除染を行います。

02 | フィルタ交換



主な消耗品としてフィルタ交換が必要です。

03 | 性能検査



本来の性能が確保されているか検査します。

■ 対象機器

品番	型番
3-2072-11	NSCP-03FH (吹出型)
3-2072-12	NSCP-03KH (吸引型)
4-3351-01・02	NSCP-03KH-F

■ メンテナンスサービス価格表 (税抜)

作業エリア	エタノール噴霧消毒および フィルタ交換・性能検査	二酸化塩素ガス除染および フィルタ交換・性能検査
地域① 関東地区(東京・埼玉・千葉・茨城・神奈川) 関西地区(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良)	¥185,000	¥310,000
地域② ①③および沖縄・離島以外	¥215,000	¥340,000
地域③ 北海道、青森、秋田、岩手、九州	¥245,000	¥370,000

※作業台数：2台までの価格です。
3台以上の場合は別途御見積りとなります。
※実施内容や条件により価格は変更となる場合があります。
※交換用フィルタ費用は含まれておりません。
※各種修理等が必要な場合は別途御見積りが必要です。
※沖縄および離島は別途御見積りとなります。

■ 交換用フィルタ

品番	品名	適用機種	入数	価格 (税抜)
4-3350-01	HEPA フィルタ	NSCP-03FH 用	1 枚入	¥28,000
4-3351-11	HEPA フィルタ	NSCP-03KH・KH-F 用	1 枚入	¥28,000
4-3350-02	プレフィルタ	NSCP-03FH 用	1 セット (2 枚入)	¥4,000
4-3350-03	プレフィルタ	NSCP-03KH 用	1 枚入	¥10,000
4-3351-12	プレフィルタ	NSCP-03KH-F 用	1 枚入	¥12,000

アズワン株式会社

■ お問い合わせ窓口

☎ 0120-500-558 📠 0120-700-763

🖥️ <https://help.as-1.co.jp/q>

■ ご用命は信用ある販売代理店へ