

Ready to run

AAV精製を加速する プレパックカラム

GMP対応のプレパックカラムで再現性の高いAAV精製を実現

AAV精製の効率化とスケールアップを支援するThermo Scientific™ POROS™ GoPure™ プレパックカラムの販売を開始しました。本プレパックカラムは、キャプチャー工程（回収）およびポリッシング工程（精製）用樹脂があらかじめ充填されており、面倒なカラムの充填作業が不要で、作業時間の短縮とばらつきの低減に寄与します。GMP対応の品質管理のもとで製造されており、安定した精製プロセスをサポートします。さらにお使いのクロマトグラフィー装置に容易に接続できるため、スムーズに導入可能です。AAV精製ワークフローの効率化に貢献します。

POROS GoPureプレパックカラムが選ばれる理由

- 作業効率の向上 – すぐ使える、扱いやすいプレパックカラム
- 安定した精製性能 – 実績のある Thermo Scientific™ POROS™樹脂による高い再現性
- 短納期対応 – 最短2〜3週間で出荷可能
- 品質管理された製造環境 – ISO Class 7 (ISO 14644-1) クリーンルームで充填・製造
- AAV精製ワークフローの簡素化 – セットアップ時間と作業負荷を低減



Ordering information

製品名	サイズ	製品番号
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAV9 column		
POROS GoPure AAV9 column, 2.5 × 5 cm	25 mL	A65872
POROS GoPure AAV9 column, 2.5 × 10 cm	50 mL	A65873
POROS GoPure AAV9 column, 5 × 5 cm	100 mL	A65880
POROS GoPure AAV9 column, 5 × 10 cm	200 mL	A65881
POROS GoPure AAV9 column, 8 × 5 cm	250 mL	A65882
POROS GoPure AAV9 column, 8 × 10 cm	500 mL	A65883
POROS GoPure AAV9 column, 10 × 5 cm	390 mL	A65884
POROS GoPure AAV9 column, 10 × 10 cm	785 mL	A65885
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAVX column		
POROS GoPure AAVX column, 2.5 × 5 cm	25 mL	A65878
POROS GoPure AAVX column, 2.5 × 10 cm	50 mL	A65879
POROS GoPure AAVX column, 5 × 5 cm	100 mL	A65886
POROS GoPure AAVX column, 5 × 10 cm	200 mL	A65887
POROS GoPure AAVX column, 8 × 5 cm	250 mL	A65888
POROS GoPure AAVX column, 8 × 10 cm	500 mL	A65889
POROS GoPure AAVX column, 10 × 5 cm	390 mL	A65890
POROS GoPure AAVX column, 10 × 10 cm	785 mL	A65891
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ HQ column		
POROS GoPure HQ column, 2.5 × 10 cm	50 mL	A65868
POROS GoPure HQ column, 5 × 10 cm	200 mL	A65869
POROS GoPure HQ column, 8 × 10 cm	500 mL	A65870
POROS GoPure HQ column, 10 × 10 cm	785 mL	A65871
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ XQ column		
POROS GoPure XQ column, 2.5 × 10 cm	50 mL	A65874
POROS GoPure XQ column, 5 × 10 cm	200 mL	A65875
POROS GoPure XQ column, 8 × 10 cm	500 mL	A65876
POROS GoPure XQ column, 10 × 10 cm	785 mL	A65877

 詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/prepacked-columns

研究用または製造用にのみ使用できます。診断目的の使用、ヒトおよび動物への直接的な使用はできません。
 © 2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
 All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
 実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
 価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
 標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc **BPD540-A2607OB**

サーモフィッシャーサイエンティフィック
 ライフテクノロジーズジャパン株式会社

お問い合わせはこちら thermofisher.com/contact

thermo scientific