

Palletank[®] for Shipping

利点

- Palletank[®] for Shipping を用いた Flexsafe[®] 3D バッグの ASTM 適格性試験により、安全で堅牢な液体輸送が実現されます。
- Flexsafe[®] | Flexel[®] 3D バッグを圧縮して固定化することにより、システムの完全性が確保されます。
- 取り外し可能な構造により、使用前後の現場でのスペース利用を節約することができます。

製品情報

Palletank[®] for Shipping は、滅菌済の原薬の安全かつ堅牢な輸送を行うために特別に開発し、適格性が確認されたシステムです。100 L、200 L および 500 L の容量をご用意しております。本システムは、Palletank[®] および関連する輸送キットという 2 つの基本的要素で構成されています。輸送キットは、充填した Flexsafe[®] | Flexel[®] 3D バッグを輸送の間に確実に固定する圧縮ユニットとして機能します。上部と下部のチューブは損傷を防ぐために保護されており、輸送前に強固な蓋でしっかりロックします。Flexsafe[®] | Flexel[®] 3D バッグは、Palletank[®] に正確にフィットする、適格性が確認された設計に従って製造しており、輸送中の高い安全性が確保されます。



重要な原薬の安全な輸送

Flexsafe[®] バッグは、その優れた強度および柔軟性により、車両や航空機での重要な液体輸送において安全に使用できます。Flexsafe[®] バッグの堅牢性は、最も厳しい ASTM D4169 規格の試験と実際の輸送条件を組み合わせた広範囲にわたる適格性確認を適用することによって立証されています。

省スペース

Palletank[®] for Shipping は、輸送時以外は 3 段の高さまで積み重ねることにより、利用可能なクリーンルームエリアを最大限に活用できます。使用していないときや返却時、Palletank[®] は折り畳み可能で、5 段の高さまで積み重ねることができます。

洗浄が容易

洗浄・消毒サイクルを簡素化するために、Palletank[®] for Shipping の可動部はすべて分解できます（ドアヒンジを含む）。

Palletank ファミリー

Palletank[®] for Shipping は Palletank[®] コンテナの製品群に含まれます。この製品群には、バイオ医薬品産業における流体管理のさまざまなアプリケーション要件を満たすために特別に開発された以下のラインなどがあります。

- Palletank[®] for In-Process Fluid Handling
- Palletank[®] for Storage
- Plastic Palletank[®] for Storage
- Palletank[®] for Lev Mixer | Magnetic Mixer

供給の保証

Sartorius Stedim Biotech は、一貫した産業プロセスを備えた複数の製造事業所を設立しています。供給業者管理と顧客需要計画に基づいてシングルユースソリューションをデザインする専門知識により、強い市場成長に対処できる最高水準の堅牢なサプライチェーンが確保されます。

品質保証

Palletank[®] for Shipping は、ISO 9001 認定の品質管理システムに準拠して設計、開発、製造されています。出荷前には包括的な検査を行います。

技術データ

技術仕様

項目	Palletank® 100 L for Shipping	Palletank® 200 L for Shipping	Palletank® 500 L for Shipping
バッグ容量	100L	200L	500L
主要部材	304L		

寸法 (W × D × H)

折り畳む前	800 × 600 × 688 mm	800 × 600 × 935 mm	1,206 × 806 × 1,050 mm
折り畳み時	800 × 600 × 510 mm	800 × 600 × 510 mm	1,206 × 806 × 540 mm
重量 (蓋を含む)	63.5 kg	84 kg	129 kg
底部ゲート	1	1	1

積み重ね限度

折り畳む前	3	3	2
折り畳み時	5	5	3

付属品

項目	輸送キット 100 L	輸送キット 200 L	輸送キット 500 L
重量	16 kg	16 kg	28 kg

製品番号

注文コード	項目
FXC106362	Palletank® 100 L for Shipping
FXC103133	Palletank® 200 L for Shipping
FXC106609	Palletank® 500 L for Shipping
FXC102475	Palletank® 100 L shipping kit
FXC102477	Palletank® 200 L shipping kit
FXC102478	Palletank® 500 L shipping kit
FXS102254	Dolly for Palletank® 100 L 200 L for Shipping
FXS102256	Dolly for Palletank® 500 L for Shipping

お問い合わせ先

詳細については、www.sartorius.comをご覧ください。

ザルトリウス・ステディム・ジャパン株式会社

営業部

Phone : 03 6478 5201 | Fax : 03 6478 5495

www.sartorius.com

〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11 Daiwa品川Northビル4階

製品仕様は予告なく変更される場合があります。