

Corning® HYPERStack® Nest

Corning ハイパースタック セルカルチャー容器の操作性向上のために

CORNING

Corning HYPERStack Nest アクセサリーは、Corning ハイパースタック 36 段セルカルチャー容器と組み合わせて使用します。使用中に容器を最適な位置や角度に固定できるため工程管理を改善できます。HYPERStack Nest は、人間工学に基づいて設計されており、複数の操作を減らせます。またステンレス製のため、オートクレーブを含めた滅菌が可能です。小型で積み重ねもでき収納に便利です。

特長と利点

- ▶ 軽量：950 g
- ▶ 工程の一貫性を簡素化：容器を最適な位置に固定できるため、充填・排出する操作が容易となり、ばらつきが低減します。容器を圧迫したり、フィルターを濡らしたりする可能性を低減します。
- ▶ 使用が容易：ハイパースタックセルカルチャー容器を Nest に載せると精密に設計された Nest のピボットアングルにより、使用者が持ち上げる必要が減り、チューブクランプを操作する手が自由になります。
- ▶ 洗浄が容易：ステンレススチール製の Nest は、オートクレーブを含む滅菌処理が可能です。
- ▶ 省スペース：ハイパースタックセルカルチャー容器のサイズ内に収まり、複数の Nest を積み重ねて保管することができます。

ユーザーズガイド

HYPERStack Nest の使用方法の詳細については、Corning HYPERStack Nest Accessory Guidelines for Use ([CLS-AN-622DOC](#)) をご覧ください。


CORNING

総販売元

コーニングジャパン株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7 階
Tel : 03-3586-1996
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel : 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com



製品情報

カタログ 番号	製品	1 ケース (個)	メーカー 希望小売価格 (円)	
			単価	ケース価格
10047*	Corning HYPERStack Nest アクセサリ	1	30,140	30,140

* 受注発注品です。ご注文いただいてからお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。

• 価格は 2026 年 4 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
• 商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
• For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks.
All other trademarks are the property of their respective owners.
• 保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。
診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。
コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

© 2026 Corning Incorporated
CLS-268-04
CLS-BP-051
R0-2604-B